

# IFU

## Brukerveiledning **EndoClean** enzymatisk vaskemiddel

EndoClean er et enzymatisk vaskemiddel til bruk ved vask av kontaminerte instrumenter og utstyr. EndoClean fjerner biologiske rester og fettavsetninger. Den unike NON FOAM-formelen gjør at det også er mulig å rengjøre innsiden av fine lumen – som f.eks. skop.

EndoClean er designet for manuell vask, ultrasoniske rengjøringsbad og spyle- og tunnelvaskemaskiner.

For best mulig resultat er det viktig å følge anbefalt dosering og temperatur.

Temperatur: 25 – 45 grd/C

Blandingsgrad = 1:100

PH-nøytral

Ingen avleiringer

Biologisk nedbrytbar

Ikke skummende

Ikke etsende